



## BRUKSANVISNING - HYGIENIC HALF MASK

En filtrerende halvmaske er et komplett utstyr til åndedrettsvern og brukes som beskyttelse mot skadelig virking av faste og/eller flytende partikler i luften som danner aerosoler (støv, røyk og damp). Dette produktet beskytter mot konsentrasjon opp til 10 x grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren.

### PRODUSENT: ZINCIN AS

#### STANDARD

EN 149:2001 + A1:2009 - Åndedrettsvern

#### IDENTITETSNUMMER

OH03-02 filtrerende halvmaske

#### BESKYTTELSESKLASSE

FFP2 Modul B

### KONTROLL FØR BRUK

Før hver bruk kontroller halvmaskens holdbarhetsdato og dens tekniske tilstand. Sjekk om halvmasken har mekaniske skader, om den er forurenset eller ufullstendig. En halvmaske som er skadet eller med utløpt holdbarhetsdato kan ikke tas i bruk.

#### Bruksvilkår, begrensninger i bruk, kontraindikasjoner

- Før filtrerende halvmasker tas i bruk, les denne bruksanvisningen nøye.
- Brukeren må bli kjent med utstyret, dens formål og bruksregler.
- Før bruk av halvmasken må man kjenne art og konsentrasjon av aerosoler i luften på arbeidsplassen.
- Bruk av halvmasker i områder med eksplosjonsfare krever kontakt med produsenten for å formidle ytterligere opplysninger.



#### Før bruk

Vask eller desinfiser hender før du tar i masken.

#### Tilpassing

Ved tilpassing av flate halvmasker følg bildene på forpakning som medfølger. Før du tar masken på, form nesebøylene på pekefingeren slik at den er lettere å justere videre. Deretter:

- Ta en stropp i hver hånd og plasser masken slik at neseklypen peker utover, vekk fra deg.
- Plasser stroppene bak ørene.
- Trykk på nesebøylene, slik at den passer tett rundt nesens (gjelder masker med nesebøyle).
- Sjekk om halvmasken er riktig plassert og om den sitter stramt på ansiktet. Hold hendene over nesebøylene og pust ut. Hvis du føler at luften slipper ut ved nesebøylene, rett opp nesebøylens form eller prøv å regulere hodestroppene.

#### Under og etter bruk

- Masken kan brukes i 8 timer i strekk.
- Fjern masken ved å hekte av ørestroppene. ta stroppen av og fjern masken fra ansiktet.
- For gjenbruk se vedlikehold. Om masken er ødelagt, resirkuler masken på samme måte som annen restavfall.

## KONTAKT

+47 483 85 500  
post@zincin.com  
www.hygienichalfmask.com



## KONTAKT

+47 483 85 500  
post@zincin.com  
www.hygienichalfmask.com

### Oppbevaring, vedlikehold og transport

- Halvmaskene oppbevares i en uskadet, lukket forpakning, levert av produsenten, dvs. i plastposer eller pappesker i rom med en luftfuktighet lavere enn 90% og temperatur mellom -20°C og +40°C.
- Maksimal oppbevaringstid i oppgitte forhold utgjør 36 måneder.
- Halvmaskene må vernes mot direkte solstråling, varme, påvirkning av aggressive kjemikalier, fuktighet, smuss og mekaniske skader.
- Gjenbruk gjelder kun halvmasker merket med «R». Ved gjenbruk av Hygienic Half Mask gjør som følger: Ta masken forsiktig av, fjern støv fra maskens overflate, rengjør eventuell tetning som befinner seg innen halvmasken med vann og såpe, desinfiser med en vattdott med etanol. Ved vask i vaskemaskin anbefales det å vaske masken på 60-90 grader og lufttørke. Etter rengjøring og desinfisering kan halvmasken brukes med samme filtreringseffekt, men med bortfall av FFP2 standard.
- Riktig forpakning til trygg transport av filtrerende halvmasker er kun produsentens emballasje (enkelt pakket eller store pakker).



### Liste over farer

- Bruk av halvmasker hvis konsentrasjon av forurensede stoffer er høyere enn maskens filterklasse oppgitt i tabellen nedenfor – fare for forgiftning.
- Bruk i områder hvor det foreligger eller kan foreligge oksygenmangel (konsentrasjon lavere enn 17%) – rom med dårlig ventilasjon, lite areal. Ved mangel på oksygen kan man bruke isolerte åndedrettsvern – Fare for besvimelse, svimmelhet.
- Bruk i omgivelser som er forurenset med ikke organiske gasser i/eller damp fra organiske substanser – Fare for forgiftning.
- Feil bruk av halvmasken – Hvis masken brukes med feil side oppover – Fare for mangel på vern.
- Modifisering av hodestropper og regulering av hodestroppene som er i strid med produsentens anbefalinger – Fare for feil tilpassing og mangel på vern.
- Modifisering av tetthetslementer, ørestropper eller nesebøylen – Fare for feil tilpassing og mangel på vern.
- Bruk av halvmasker med andre vernemidler (f.eks. øyevern, hodevern, hørselsvern) uten å kontrollere på forhånd om det forekommer konflikt mellom dem – Fare for feil tilpassing og mangel på vern.
- Bruk av halvmasker med synlige mekaniske skader (med hull eller deformasjoner), forurensede, ufullstendige – Fare for feil tilpassing og mangel på vern.
- Bruk av halvmasker etter utløp av holdbarhetsdato – Fare for mangel på vern.
- Oppbevaring og transport på en annen måte og i andre forhold enn anbefalt av produsenten – Fare for tap av verneegenskaper.
- Valg av feil utstyr til eksisterende fare – mangel på opplæring – Fare for forgiftning.
- Bruk av halvmasker i omgivelser med luftfuktighet over 90% – Fare for tap av verneegenskaper.



### Ikke bruk produktet i følgende situasjoner

- Ikke bruk halvmasker i omgivelser med mangel på oksygen.
- Ikke bruk halvmasker i omgivelser med konsentrasjon av forurensede stoffer som er høyere enn høyeste tillatte verdier for hver filterklasse.
- Ikke bruk halvmasker i omgivelser med forurensing med gasser og damp.
- Ikke bruk halvmasker i strid med bruksanvisning.
- Ikke bruk halvmasker hvis det er vanskelig å puste (det kan være forårsaket av forurensede stoffer setter seg fast i masken).
- Ikke bruk halvmasker i omgivelser som har luftfuktighet over 90%.
- Ikke bruk halvmasker som har synlige mekaniske skader.
- Ikke modifier maskens elementer.